

TANTUM ROSA IRRIGÁTOR

HU

Intim higiéniára szolgáló irrigátor

A Tantum Rosa irrigátor hüvelyöblítésre szolgál. A rendszeres hüvelyi higiénia hozzájárul a hüvelyben lévő természetes baktériumflóra fenntartásához és kiegészítheti az orvos által előírt kezelést a női nemi szervek fertőző betegségeire.

Ez biztonságos, mert rugalmas, hajlékony és sima felületű műanyagból készült.

Az irrigátor újra felhasználható.

Egy irrigátort kizárólag egy és ugyanazon nő használhat.



Az öblítő oldat elkészítéséhez testhőmérsékletű vizet használjon!
A tartályt 500 ml öblítő oldattal töltsze meg!



Csavarja rá az irrigátor csövét a tartályra!



Az irrigátor csövét óvatosan vezesse a hüvelybe a lehető legmélyebbre!
Tartsa két kézzel a tartályt úgy, hogy a hüvelykujak a tartály tetején az irrigátorcső mellett legyenek! Nyomja addig a tartályt, amíg az kiürül!
Amennyiben lehetséges, az öblítést fekvő helyzetben végezze, erre a legalkalmasabb hely az üres fürdőkád – vagy állva, például a zuhanyzóban!
Az öblítés minden esetben biztonságos és stabil helyzetben történjen, célszerű csúszásgátló alátétet is alkalmazni! Végezhető az öblítés bidén vagy a WC kagyló ülőkéjén ülve is.



Óvatosan húzza ki az irrigátorcsövet a hüvelyből, tartsa a tartályt lenyomva, hogy ne szívódjon vissza hüvelyváladék a tartályba!



Csavarja le az irrigátorcsövet a tartályról!
Az irrigátor mindkét részét gondosan mossa el meleg vízben (40°C-ig) és hagyja megszáradni!

A használati útmutató utolsó ellenőrzésének dátuma: 2020 október

Az irrigátor egyetlen részét se mossa mosogató-, illetve mosógépben!

Ne sterilizálja!

Ne melegítse 40°C fölé!

Fertőtlenítéshez ne használjon maró hatású szert!

Ne használjon irritáló vagy felületaktív oldatokat (detergenst)!

Az irrigátort kizárólag egyedi használatra készült.

Azok a nők, akik még nem kezdték el a szexuális életet, ne alkalmazzák az irrigátort a szűzhártya esetleges megsérülése miatt!

Forgalmazó:

Angelini Pharma Österreich GmbH
Brigittenauer Lände, 50-54 - 1200, Bécs, Ausztria



Olvassa el a használati útmutatót!



Gyártási szám



Pentaferte Italia S.r.l.
Viale Piane Nocella 23,
64012 Campi (TE), Italy

TANTUM ROSA PLOVIMO ĮTAISAS

LT

INTYMIŲ HIGIENAI

Plovimo įtaisai intymiai higienai

TANTUM ROSA plovimo įtaisai galima plauti makštį. Reguliarus makšties plovimas padeda palaikyti normalią makšties mikroflorą ir gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė sergant infekcinėmis moterų lytinio organų ligomis.

Tai saugus įtaisas, pagamintas iš lankstaus ir švelnaus plastiko.

Plovimo įtaisą galima naudoti pakartotinai.

Vieną plovimo įtaisą gali naudoti tik viena moteris.



Plovimo tirpalui ruošti naudokite virintą kūno temperatūros vandenį.
Įpilkite į talpyklę 500 ml plovimo tirpalo.



Prie talpyklės prisukite plovimo antgalį.



Plovimo įtaiso antgalį atsargiai įkiškite kiek įmanoma giliau į makštį.
Talpyklę reikia laikyti abiem rankomis, nykščius laikykite ant antgalio dangtelio.

Paspaudusi butelį, sušvirškinkite tirpalą.

Jeigu įmanoma, makštį plauti reikia gulint, geriausia tuščioje vonioje, arba stovint, pavyzdžiui, duše. Bet kuriuo atveju makštį plauti reikia saugioje stabilioje padėtyje, pavyzdžiui, nenaudoti jokių slystančių kilimėlių. Be to, makštį plauti galima sėdint virš unitazo (bidės) arba klozeto.



Laikydamos suspaustą talpyklę, plovimo įtaiso antgalį atsargiai ištraukite iš makšties, kad makštyje esančio turinio neijsiurbtumėte į talpyklę.



Antgalį nusukite nuo talpyklės.

Abi detales išplaukite šiltu vandeniu (ne karštesniu kaip 40 °C) ir leiskite išdžiūti.

Instrukcija paskutinį kartą peržiūrėta: 2020 m. spalio mėn.

Nei vienos plovimo įtaiso detalės negalima plauti indaplovėje.

Negalima sterilizuoti.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.

Negalima naudoti koroziją sukeliančių dezinfekavimo priemonių.

Negalima naudoti dirginimą sukeliančių ar paviršių ardančių tirpalų (detergentų).

Plovimo įtaisą gali naudoti tik vienas asmuo.

Moterims, kurios nepradėjo lytinio gyvenimo, plovimo įtaiso naudoti negalima, nes galima pažeisti mergystės plėvę.

Platintojas

UAB „PHARMALITA“

Žirmių g. 26

LT-02120 Vilnius



Žiūrėkite naudojimo taisykles



Partijos kodas



Pentaferte Italia S.r.l.
Viale Piane Nocella 23,
Campi (TE), Italia

				COLOUR 1	K
ARTWORK				COLOUR 2	
TANTUM ROSA IRRIGATOR RS PL HU LT RO				COLOUR 3	
ARTWORK	PAM VERSION N. 02	DIMENSION	FORNT	COLOUR 4	
PS32403	OLD ARTWORK	90x280 mm		COLOUR 5	
DATE	27/01/21			COLOUR 6	
This design is "property" of a.c.t. angelini francesco s.p.a. and must not be delivered or exhibition to another person in original or in copy.					
PRODUCT ARTWORK MANAGEMENT APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL	MARKETING APPROVAL
	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL
	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL	RA APPROVAL

