

# Apicold

propo  
spray do nosa

ROZTWÓR IZOTONICZNY DO NAWILŻANIA  
I OCZYSZCZANIA NOSA

## Wyrób medyczny

**Skład:** WODA, CHLOREK SODU (Sól morską), WYCIĄG  
Z KITU PSZCZELEGO, CHLOREK BENZALKONIUM

## Działanie

Roztwór izotoniczny do nawilżania i oczyszczania nosa Apicold® propo spray normalizuje funkcjonowanie błony śluzowej nosa w naturalny sposób. Dokładnie rozproszony preparat działa na całą powierzchnię błony śluzowej nosa. Jego składniki umożliwiają osiągnięcie naturalnego pH oraz nawodnienie błony śluzowej nosa, a także pomagają rozpuścić zalegającą wydzielinę i zanieczyszczenia dla łatwiejszego oddychania. Dodatek kitu pszczelego przedłuża trwałość produktu.

## Wskazania

- codzienna higiena błony śluzowej nosa dzieci i dorosłych
- przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach
- narażenie na działanie kurzu i szkodliwych oddziaływań atmosferycznych
- przebywanie w suchych i ciepłych pomieszczeniach (centralne ogrzewanie)
- objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz przeziębienia

## Sposób użycia

Zdjąć ochronną nasadkę. Włożyć końcówkę aplikatora do nozdrza, nacisnąć pompkę i wziąć delikatny wdech. Czynności powtórzyć dla drugiego nozdrza. W celu nawilżenia błony śluzowej nosa, jedno rozpylenie na jedno nozdrze kilka razy dziennie jest wystarczające. Aby oczyścić zatkaany nos rozpylić Apicold® propo jedno lub dwukrotnie do każdego nozdrza, powtarzać tę czynność kilka razy w ciągu dnia.



## Ostrzeżenia

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia. Ze względów higienicznych zaleca się stosowanie jednej butelki dla jednej osoby. Nie stosować Apicold® propo spray w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować Apicold® propo w przypadku nadwrażliwości na kit pszczeli. Zużyć preparat w ciągu 30 dni od otwarcia opakowania. Tylko do użytku zewnętrznego.

## Przechowywanie

Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej.

## Objętość netto

30 ml

Numer serii i data ważności umieszczone na spodzie opakowania.

pl



## Objaśnienie symboli z opakowania

	Do wyrobu dołączona jest instrukcja
	Data ważności
	Data produkcji
	Ostrzeżenie
	Wytwórca
	Numer serii
	Numer referencyjny
	Zachowaj ostrożność przy utylizacji
	Opakowanie można poddać recyklingowi
	Oznaczenie kartonu płaskiego

APIPHARMA d.o.o.  
Jeronima Kavanjina 26,  
10090 Zagreb,  
Croatia, EU

**Wyprodukowano dla:**  
Alpen Pharma AG,  
Casinoplatz 2, 3011  
Bern, Switzerland  
**Dystrybutor:**  
Alpen Pharma  
Polska Sp. z o.o.,  
Al. Jerozolimskie 151/1,  
02-326 Warszawa

EN\_PL-10MD

en



# Apicold

propo  
nasal spray

ISOTONIC SOLUTION FOR NASAL HUMIDIFICATION AND  
CLEANSING

## Medical device

**Composition:** AQUA, SODIUM CHLORIDE (Sea Salt),  
PROPOLIS EXTRACT, BENZALKONIUM CHLORIDE

## Intended use

Isotonic solution for nasal humidification and cleansing. Apicold® propo nasal spray normalizes the function of nasal mucous membrane on a natural way. Finely dispersed isotonic solution, allows action on the entire surface of the nasal mucous membrane. Its composition helps to establish the natural pH and nasal mucosa hydration, as well as the dissolution of dried mucous and accumulated dirt for easier breathing. The addition of propolis contributes to the stability of the product.

## It is recommended

- for daily hygiene of mucous membrane of children and adults
- while staying in air-conditioned rooms
- while exposed to dust and harmful atmospheric effects
- while staying in dry and warm rooms (central heating)
- for symptoms of allergic rhinitis and colds

## Instructions for use

Spray Apicold® propo nasal spray into both nostrils as required. One spray into each nostril is adequate to moisten dry mucosa. To remove dry secretion from the nose, spray Apicold® propo nasal spray into both nostrils liberally. Put absorbed cotton into the nostrils to prevent the liquid from flowing out until dry secretion softens.



## Caution

Keep out of reach of children. Not recommended for children under the age of 4. Due to hygienic reasons, it is recommended that one bottle is used for one person only. In case of hypersensitivity to certain ingredients, the use of Apicold® mint spray is not recommended. It is recommended to use the product within 30 days of opening. For external use only.

## Safekeeping

Store in dry and dark place at room temperature.

## Net quantity

30 ml

Lot number and expiry date are printed on the bottom of the packaging.

## Explanation of the symbols appearing on the packaging

	Consult instruction for use
	Expiry date
	Date of manufacture
	Warning
	Manufacturer
	Lot number
	Reference number
	Dispose carefully
	Product packaging is able to be recycled
	Flat cardboard

APIPHARMA d.o.o.  
Jeronima Kavanjina 26,  
10090 Zagreb,  
Croatia, EU

**Produced for:**  
Alpen Pharma AG,  
Casinoplatz 2, 3011  
Bern, Switzerland  
**Distributor:**  
Alpen Pharma  
Polska Sp. z o.o.,  
Al. Jerozolimskie 151/1,  
02-326 Warszawa

EN\_PL-10MD