



katarek

roztwór soli

fizjologiczny **NaCl 0,9%**

Izotoniczny, sterylny roztwór chlorku sodu 0,9% w jednorazowych ampułkach do higieny oczu, nosa, uszu, przemywania ran oraz do inhalacji.

STERILE A

Nie stosować do iniekcji.



WSKAZANIA

Katerek fizjologiczny roztwór soli może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób dorosłych w następujący sposób:

- Do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie suchego lub zatkanego nosa,
- Do higieny oczu: poprzez zakraplanie, przemywanie lub płukanie,
- Do higieny uszu,
- Do przemywania ran,
- Do inhalacji podczas aerzoloterapii.

POSTAĆ

Opakowanie zawiera
10 lub 20 jednorazowych ampułek
po 5 ml

SKŁAD

Chlorek sodu0,9 g
Woda oczyszczona q.s. 100 ml
Nie zawiera substancji konserwujących.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem dokładnie umyć ręce.

Oderwać jedną ampułkę i otworzyć ją przekręcając jej górną część.

DO HIGIENY NOSA I OCZU

Środek może być stosowany codziennie do higieny nosa i oczu, w ilości od 1 do 6 przemyć dziennie, w zależności od potrzeb.

Higiena nosa

Do zakraplania lub przemywania suchego lub zatkanego nosa.

Należy przechylić głowę na bok.

Delikatnie umieścić końcówkę w dziurce nosa i nacisnąć lekko ampułkę. Czynność powtórzyć w drugiej dziurce.

Podnieść z powrotem głowę, aby umożliwić wypłynięcie śluzu, następnie wytrzeć nadmiar płynu. Przez 10 min. po zastosowaniu środka nie wydychać mocno nosa.

W przypadku niemowląt podawać środek, wywierając jak najmniejszy nacisk na ampułkę, aby uniknąć zanieczyszczenia ucha środkowego.

Higiena oczu

Do zakraplania, przemywania lub płukania.

Podać kilka kropli środka do każdego oka. Wytrzeć nadmiar płynu przy pomocy jałowego gazika.

Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią oka.

W przypadku stosowania innego produktu do oczu, najpierw zastosować Katerek fizjologiczny roztwór soli, a następnie odczekać 15 min. przed podaniem kolejnego środka.

Środek może być stosowany u osób noszących szkła kontaktowe.



050241C
172



050241C
172

Więcej informacji na www.katerek.pl

katarek roztwór soli fizjologiczny **NaCl 0,9%**

DO HIGIENY USZU

Do płukania. W celu zapewnienia doskonałej higieny uszu, po użyciu środka powierzchniowo czynnego do uszu, zastosować produkt do usunięcia pozostałości woskowiny oraz przepłukania zewnętrznego przewodu słuchowego.

Zawartość jednej ampułki można wykorzystać do 2 uszu.

Wyrzucić nadmiar płynu przy pomocy gazika.

DO PRZEMYWANIA RAN

Przeplukać ranę, zużywając zawartość całej ampułki.

Wyrzucić nadmiar płynu jedynie na zdrowej skórze.

Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią rany.

DO INHALACJI PODCZAS AEROZOLOTERAPII

Jeśli podczas aerozoloterapii środek ma być częścią roztworu przygotowywanego do inhalacji, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na produkcie do inhalacji.

Jeśli środek stosuje się samodzielnie, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na urządzeniu do aerozoloterapii.

Przy pierwszym stosowaniu lub w przypadku nadwrażliwości układu oddechowego należy zasięgnąć porady lekarza.

OSTRZEŻENIA

- Do użytku jednorazowego i indywidualnego.
- Zawartość zużyć od razu po otwarciu. Po użyciu ampułkę należy wyrzucić.
- Nie używać tej samej ampułki do różnych zastosowań.
- Nie używać do iniekcji.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia ampułki.
- Chronić przed dziećmi.

Po napoczęciu ampułki nie można wykorzystać jej zawartości powtórnie – środek nie zawiera substancji konserwujących, w związku z czym powtórne użycie mogłoby grozić podaniem środka zanieczyszczonego.

PRODUCENT

Laboratoire UNITHER
151, Rue André Durouchez
Espace Industriel Nord
CS 28028
80084 Amiens Cedex 2
FRANCJA

Katarek fizjologiczny roztwór soli to sterylny wyrób medyczny klasy IIa.

Data uzyskania oznakowania CE:
16.09.2016.

Data weryfikacji instrukcji
stosowania: 09.2017.

DYSTRYBUTOR

Duna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13/1
30-701 Kraków

Wyprodukowano we Francji.

 0459

Więcej informacji na www.katarek.pl