

# FEMANNOSE<sup>®</sup> N D-MANNOZA

Stosowany w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*), jak również innych niepowikłanych infekcji dolnych dróg moczowych

## Saszetki

### 1. Opis, skład i stosowanie Femannose<sup>®</sup> N

#### 1.1 Mechanizm działania

Zapalenie pęcherza moczowego (*cystitis*) oraz choroby pokrewne to dolegliwości o podłożu mikrobiologicznym, które dotyczą przede wszystkim pęcherza moczowego i cewki moczowej. W większości przypadków są one skutkiem wniknięcia niepatogennych bakterii z mikroflory dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Bakterie te mogą wykorzystywać napotkane warunki i przyczepiać się do ściany pęcherza moczowego oraz dróg moczowych, a następnie namnażać się. Sytuację taką obserwujemy najczęściej u młodych kobiet, podczas ciąży, jak również w okresie okołomenopauzalnym i po menopauzie; czasami występuje także u starszych mężczyzn albo u pacjentów cewnikowanych. W przypadku zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*), leczeniem pierwszego wyboru jest obecnie podawanie antybiotyków. Zdarzają się jednak bakterie odporne na leki, co może prowadzić do nawrotu zakażenia.

Femannose<sup>®</sup> N jest wyrobem medycznym wskazanym w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*) oraz innych niepowikłanych, bakteryjnych zakażeń dolnego odcinka układu moczowego (ZUM). D-mannoza może łagodzić najczęściej występujące objawy infekcji dolnych dróg moczowych (np. pieczenie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, parcie na pęcherz moczowy itd.), w przypadku gdy przyczyną zakażenia jest bakteria *Escherichia coli*.

D-mannoza jest epimerem glukozy, który skutecznie zapobiega przyleganiu patogenów do nabłonka dróg moczowych. Co za tym idzie – może powstrzymywać przywieranie mikroorganizmów, które już wniknęły do układu moczowo-płciowego. Dzięki temu następuje zmniejszenie wirulencji lub też przyczepialności do tkanki dróg moczowych, co pomaga w sposób „mechaniczny” zapobiegać nawrotom zakażenia.

Femannose<sup>®</sup> N, stosowany w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*) oraz innych niepowikłanych, bakteryjnych zakażeń dolnego odcinka układu moczowego, może – wraz z antybiotykami – działać synergistycznie, ponieważ działanie przeciwdrobnoustrojowe tych środków jest odmienne i nie pokrywa się wzajemnie. Przede wszystkim dzięki swoim składnikom Femannose<sup>®</sup> N nie przyczynia się do powstawania lekooporności.

#### 1.2 Skład

Każda saszetka zawiera:

#### 2 g D-mannozy

Substancje pomocnicze: substancje słodzące: fruktoza, sukraloza; kwas cytrynowy; barwnik: korzeń buraka; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; aromat.

### 2. Opakowanie

Opakowanie zawiera 14 lub 30 saszetek po 4g.

### 3. Dawkowanie i wskazówki dotyczące stosowania:

Dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 14 lat.

W leczeniu wspomagającym ostrego zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*) zaleca się następujące dawkowanie:

| Dzień            | Liczba saszetek dziennie |
|------------------|--------------------------|
| Od 1. do 3. dnia | 3                        |
| 4. i 5. dzień    | 2                        |

Zalecana dawka w profilaktyce zapalenia pęcherza moczowego (*cystitis*) to 1 (jedna) saszetka dziennie.

Przyjmowanie pojedynczych saszetek należy rozdzielić w ciągu dnia. Nie zaleca się stosowania produktu podczas posiłków.

Należy rozpuścić zawartość saszetki w szklance wody. Zaleca się picie co najmniej dwóch litrów wody dziennie, aby zwiększyć ilość oddawanego moczu. Aby zapobiec nawrotowi infekcji, należy kontynuować stosowanie przez jeden miesiąc.

### 4. Działania niepożądane

Specjalne testy wykazały, że składniki Femannose<sup>®</sup> N są bezpieczne, w pełni biokompatybilne oraz dobrze tolerowane. W przypadku dawkowania wymaganego do leczenia wspomagającego nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych, z wyjątkiem indywidualnej nietolerancji, która może być przyczyną nudności, wzdęć i luźnego stolca. Jeśli objawy się utrzymują, należy skontaktować się z lekarzem.

### 5. Interakcje z suplementami diety i lekami

Nie są znane interakcje składników Femannose<sup>®</sup> N z suplementami diety. Jednakże suplementy diety, włączając w to witaminy, składniki odżywcze, jak również ziołowe i homeopatyczne produkty lecznicze, powinny być przyjmowane co najmniej dwie godziny przed lub po zastosowaniu Femannose<sup>®</sup> N. Interakcje z innymi lekami: jednoczesne przyjmowanie Femannose<sup>®</sup> N nie wpływa na skuteczność antybiotyków. Działanie antyadhezyjne Femannose<sup>®</sup> N nie powoduje lekooporności. D-mannoza nie jest metabolizowana i dlatego nie wchodzi w interakcje z innymi substancjami.

### 6. Przechowywanie

Przechowywać Femannose<sup>®</sup> N w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła i światła. Saszetkę należy otworzyć tuż przed użyciem. Przechowywać produkt w temperaturze poniżej 25 °C.

|                             |                                                                                      |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bezeichnung: PB Femannose N | Datum: 27.07.2023                                                                    | Version: 03  |
| Inhalt: -                   | SB: TKU                                                                              | Seite: 1 / 2 |
| Artikel-Nr.: 222439         | PR: JTI                                                                              |              |
| Material-Nr.: 26000832      | EAN geprüft und lesbar:<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |              |
| Druck-Kennz.: 02P0723       | Freigabe:                                                                            |              |
| Laetus-Code: 11             |                                                                                      |              |
| AG-Nr.: -                   |                                                                                      |              |
| EAN-Code: -                 |                                                                                      |              |
| PZN-Code: -                 |                                                                                      |              |
| Land: PL                    |                                                                                      |              |
| Zeichn.-Nr.: -              |                                                                                      |              |

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Verwendete Schriften: | Mindestschriftgröße: 10,5 pt<br>(1,89 mm x-Höhe) |
| Lackausparung:        | Mindestzeilenabst.: 4,2 mm                       |

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Format: 140 x 340 mm                                                                                   |  |
| Druckfarben:                                                                                           |  |
| 1)  Magenta       |  |
| 2)  Yellow        |  |
| 3)  Black         |  |
| 4)  PANTONE 209 C |  |
| 5)                |  |
| 6)                |  |
| 7)                |  |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Lack:        | <input type="checkbox"/> |
| Lackfrei:    | <input type="checkbox"/> |
| Effekt-Lack: | <input type="checkbox"/> |
| Prägung:     | <input type="checkbox"/> |

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Femannose® N należy stosować tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Femannose® N nie zastępuje antybiotyko-terapii zakażeń układu moczowego. Nie należy stosować Femannose® N w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości np. alergii lub nietolerancji na którykolwiek ze składników. W okresie ciąży i karmienia piersią zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Produktu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 14 lat. Zalecana dawka nie może zostać przekroczona!

Jeżeli po upływie trzech dni nie nastąpiła wyraźna poprawa, należy przerwać przyjmowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy przyjmować Femannose® N dłużej niż 30 dni. Jeśli objawy się utrzymują, skonsultuj się z lekarzem. Każda saszetka przeznaczona jest do jednorazowego zastosowania i należy ją otworzyć bezpośrednio przed użyciem.

8. Termin ważności

Nie należy przyjmować produktu po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu.


9. Utylizacja

Produkty, których data ważności upłynęła, muszą być usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Nie wolno wyrzucać produktu i jego opakowania do środowiska naturalnego.

Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2023

Twoja opinia jest dla nas ważna. Przejście przez kwestionariusz nie zajmie dłużej niż 5 minut. Zeskanuj proszę kod QR, lub wejdź w podany link, w celu oceny naszego produktu.

<https://www.siiit-pms.com/femannose-N-PL>



03009478/3

25°C Warunki przechowywania

Wyrób medyczny

S.I.I.T. srl  
Via Ariosto 50/60  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
WŁOCHY

Dystrybutor  
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.  
ul. Hrubieszowska 2  
01-209 Warszawa  
Firma Klosterfrau Healthcare Group

|                             |                      |                              |                                                           |              |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Bezeichnung: PB Femannose N | Format: 140 x 340 mm | Verwendete Schriften:        | Datum: 27.07.2023                                         | Version: 03  |
| Inhalt: -                   | Druckfarben:         | Etelka                       | SB: TKU                                                   | Seite: 2 / 2 |
| Artikel-Nr.: 222439         | 1) PANTONE 209 C     | Frutiger                     | PR: JTI                                                   |              |
| Material-Nr.: 26000832      | 2) Black             |                              | EAN geprüft und lesbar:                                   |              |
| Druck-Kennz.: 02P0723       | 3)                   |                              | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |              |
| Laetus-Code: 11             | 4)                   |                              | Freigabe:                                                 |              |
| AG-Nr.: -                   | 5)                   |                              |                                                           |              |
| EAN-Code: -                 | 6)                   |                              |                                                           |              |
| PZN-Code: -                 | 7)                   |                              |                                                           |              |
| Land: PL                    |                      |                              |                                                           |              |
| Zeichn.-Nr.: -              |                      |                              |                                                           |              |
|                             |                      | Lack:                        |                                                           |              |
|                             |                      | Lackfrei:                    |                                                           |              |
|                             |                      | Effekt-Lack:                 |                                                           |              |
|                             |                      | Prägung:                     |                                                           |              |
|                             |                      | Mindestschriftgröße: 10,5 pt |                                                           |              |
|                             |                      | (1,89 mm x-Höhe)             |                                                           |              |
|                             |                      | Mindestzeilenabst.: 4,2 mm   |                                                           |              |